


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ddx6 ポリクローナル抗体 - P26196

商品番号: CM0024127



前書き

DDX6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。Pボディ、mRNA脱キャッピング、オートファジー調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX6 ウサギ pAb
備考/別名	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1656
遺伝子ID	1656
免疫原	ヒト DDX6 のアミノ酸 384-483aa に対応する合成ペプチド (NP_001244120.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26196
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ