

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用アンチ・デコリンポリクローナル抗体 - P07585

商品番号: CM0019820

前書き

ヒト・デコリン（Decorin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質分子量40kDa。細胞外マトリックスおよびプロテオグリカンの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Decorin Rabbit pAb
備考/別名	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRRIB, Decorin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1634
GeneID	1634
免疫原	デコリン（NP_001911.1）のアミノ酸31-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07585
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋