

## Anti-Decorin ラビットモノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P07585

商品番号: CM0006648

### 前書き

ヒトDecorin（デコリン）に特異的なラビットモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびラットと反応します。細胞外マトリックス生物学およびプロテオグリカン機能の研究に不可欠なツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | Decorin Rabbit mAb                                       |
| 備考/別名       | CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B                    |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 1634                                                     |
| GeneID      | 1634                                                     |
| 免疫原         | ヒトDecorin (NP_001911.1) のアミノ酸31-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ラビット                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                   |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                                   |
| SWISS       | P07585                                                   |
| タンパク質分子量    | 40kDa                                                    |
| 配送          | アイスバッグ                                                   |