


Wb、If/Icc、Elisa用抗Defa1ポリクローナル抗体 - P59665

商品番号: CM0027109



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒト好中球デフェンシン1 (DEFA1/HNP-

1) に対応。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫および抗菌防御研究向けに開発されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFA1 ウサギpAb
別名	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1667
遺伝子ID	1667
免疫原	合成ペプチド ヒトDEFA1 (NP_004075.1) のアミノ酸1-94番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P59665
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤