


Wb、Elisa用抗Defa5／ディフェンシンA5ポリクローナル抗体 - Q01523

商品番号: CM0018950



前書き

ヒトDEFA5（ディフェンシンα5）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト種で検証済みで、自然免疫防御に関与する約10kDaの抗菌ペプチドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFA5 ウサギpAb
備考／別名	DEF5 ; HD-5 ; DEFA5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1670
GeneID	1670
免疫原	ヒトDEFA5（NP_066290.1）のアミノ酸20～94に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01523
タンパク質分子量	10kDa
輸送	アイスパック