

If-P、Ihc-P、Elisa測定用抗Defb121ウサギポリクローナル抗体 - Q5J5C9

商品番号: CM0015744

前書き

IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みの抗DEFB121ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。標的は男性生殖管の抗菌ペプチドであるβ-デフェンシン121です。生殖免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFB121 ウサギpAb
備考/別名	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	245934
遺伝子ID	245934
免疫原	ヒトDEFB121 (NP_001011878.1) のアミノ酸1-76に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5J5C9
タンパク質分子量	8kDa
輸送方法	保冷剤