

ウェスタンブロット/Elisa用 Anti-Defb132 ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z7B7

商品番号: CM0017278

前書き

ヒトβ-ディフェンシン132（DEFB132、BD-32）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。11 kDaタンパク質。抗菌ペプチド研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFB132 ウサギ pAb
備考/別名	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
種	ヒト
遺伝子ID	400830
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q7Z7B7
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷バッグ