


Anti-Defb4A (ベータデフェンシン 2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If-P、Elisa用) - O15263

商品番号: CM0026452



前書き

DEFB4A ウサギポリクローナル抗体 (WB、IF-P、ELISA用)

は、抗菌ペプチドであるヒトベータデフェンシン 2 (BD-2)

を標的とします。自然免疫および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEFB4A ウサギ pAb
備考/別名	BD-2, SAPI, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1673
免疫原	ヒトDEFB4A (NP_004933.1) のアミノ酸1-64に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15263
タンパク質分子量	7kDa
発送	保冷バッグ