

Anti-Degs1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15121

商品番号: CM0013284

前書き

この抗DEGS1ウサギポリクローナル抗体は、スフィンガニンをスフィンゴシンに変換する重要なスフィンゴ脂質デルタ(4)-デサチュラーゼであるヒトDEGS1を検出します。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。代謝および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEGS1 Rabbit pAb
備考/別名	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8560
GeneID	8560
免疫原	ヒトDEGS1 (NP_003667.1) のアミノ酸234-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15121
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック