

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) ポリクローナル抗体 - Q92629

商品番号: CM0015916

前書き

ヒト Delta-sarcoglycan (SGCD)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISA
で検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示
します。サルコグリカン複合体およびジストロフィン-
糖タンパク質複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Delta-sarcoglycan (SGCD) Rabbit pAb
備考/別名	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6444
免疫原	ヒト Delta-sarcoglycan (NP_000328.2) のアミノ酸 61-290 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92629
タンパク質分子量	32kDa
配送	アيسバッグ