

## Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92629

商品番号: CM0010258

### 前書き

WBおよびELISAで検証済みの、Delta-sarcoglycan (SGCD) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSGCD（約32 kDa）を検出します。筋ジストロフィーおよび筋形質膜（サルコレマ）の完全性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Delta-sarcoglycan (SGCD) Rabbit mAb                                        |
| 備考/別名      | SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD) |
| 種          | ヒト                                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6444                                                                       |
| 遺伝子ID      | 6444                                                                       |
| 免疫抗原       | 合成ペプチド: ヒトDelta-sarcoglycan (SGCD) (Q92629) のアミノ酸190-289領域内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース        | ウサギ                                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                  |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                                     |
| SWISS      | Q92629                                                                     |
| タンパク質分子量   | 32kDa                                                                      |
| 配送         | アイスバッグ                                                                     |