

抗デルタサルコグリカン（Sgcd）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q92629

商品番号: CM0026927

前書き

ヒトデルタサルコグリカン（SGCD）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。サルコグリカン複合体および筋ジストロフィーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デルタサルコグリカン（SGCD）ウサギpAb
備考/別名	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
種	ヒト
遺伝子ID	6444
免疫原	ヒトデルタサルコグリカン（SGCD）（NP_000328.2）のアミノ酸61～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92629
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋