

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Denn（Madd）モノクローナル抗体 - Q8Wxg6

商品番号: CM0002281

前書き

ヒトDENN（MADD）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応性を示します。シナプス輸送、MAPK経路、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DENN ウサギmAb
備考／別名	DENN; IG20; DEEAH; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8567
GeneID	8567
免疫原	合成ペプチド ヒトDENN（Q8WXG6）のアミノ酸1548～1647番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXG6
タンパク質分子量	183kDa
輸送方法	保冷剤