

WbおよびElisa用抗Dennd4Aポリクローナル抗体 - Q7Z401

商品番号: CM0015754

前書き

WBおよびELISA用のDENND4A（MYCPBP）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。約209 kDaのタンパク質を標的とします。MYCプロモーター制御およびRAB10シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DENND4AウサギpAb
備考／別名	IRLB；MYCPBP；DENND4A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	I0260
遺伝子ID	I0260
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDENND4A（NP_005839.3）のアミノ酸1500～1650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z401
タンパク質分子量	209 kDa
輸送条件	保冷バッグ