


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Denrポリクローナル抗体 - O43583

商品番号: CM0015062



前書き

ヒトDENR（DRP1/SMAP-3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳再開始研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DENRウサギpAb
備考／別名	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
種	ヒト
GeneID	8562
免疫原	ヒトDENR（NP_003668.2）のアミノ酸1～198に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43583
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ