

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗デスミン ウサギ モノクローナル抗体 - P17661

商品番号: CM0011567

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、I
F-P、IHC-P、ELISA用として検証済みの抗デスミン
ウサギ
モノクローナル抗体。デスミンは筋肉構造に不可欠なI
II型中間径フィラメントです。骨格筋および心筋研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスミン ウサギ mAb
備考/別名	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1674
GeneID	1674
免疫原	合成ペプチド (ヒトデスミン (P17661) のアミノ酸371-470に対応する配列の合成ペプチド。)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17661
タンパク質分子量	54 kDa
発送	保冷バッグ