

抗デスミン ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P17661

商品番号: CM0014100

前書き

高品質なデスミン

ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAの各用途に適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。筋節の完全性および中間径フィラメント研究用の研究用途IVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Desmin Rabbit pAb
備考/別名	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1674
GeneID	1674
免疫原	ヒトデスミン (NP_001918.3) のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17661
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋