


抗デスモコリン1 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q08554

商品番号: CM0007242



前書き

デスモコリン1に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットと反応し、細胞接着・デスモソーム研究に最適です。SWISSプロット番号: Q08554。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスモコリン1 ウサギmAb
備考/別名	CDHF1; DG2/DG3; デスモコリン1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1823
GeneID	1823
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q08554
タンパク質分子量	100kDa
発送方法	保冷剤