

## Anti-Desmocollin 3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14574

商品番号: CM0003041

### 前書き

合成ペプチド（ヒト Q14574 のアミノ酸 797-896）を免疫原とする Anti-Desmocollin 3 ウサギモノクローナル抗体。WB および ELISA で検証済みです。デスモソーム接着および表皮バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Desmocollin 3 Rabbit mAb                                        |
| 備考/別名       | DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3              |
| 種           | ヒト                                                              |
| 遺伝子 ID (ヒト) | 1825                                                            |
| 遺伝子 ID      | 1825                                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒト Desmocollin 3 (Q14574) のアミノ酸 797-896 内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                                              |
| SWISS       | Q14574                                                          |
| タンパク質分子量    | 100kDa                                                          |
| 配送          | アイスバッグ                                                          |