


抗デスモグレイン2 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q14126

商品番号: CM0005152



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗デスモグレイン2

ウサギモノクローナル抗体（Q14126）です。細胞接着とシグナル伝達に参与するデスモソーム性カドヘリンであるヒトデスモグレイン2を検出します。細胞結合および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスモグレイン2 ウサギmAb
別名	HDGC; CDHF5; Desmoglein 2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1829
遺伝子ID	1829
免疫原	ヒトデスモグレイン2（Q14126）のアミノ酸1001～1118番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14126
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	氷袋