


WbおよびElisa用 Anti-Desmoglein 3 ウサギモノクローナル抗体 - P32926

商品番号: CM0004091



前書き

WBおよびELISA用 Desmoglein-3
ウサギモノクローナル抗体。ヒト Desmoglein-3
(P32926)
を認識します。これはケラチノサイト接着に重要なデ
スモソームカドヘリンです。天疱瘡、細胞間結合、上
皮バリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Desmoglein 3 ウサギ mAb
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1830
遺伝子ID	1830
免疫原	ヒト Desmoglein 3 (P32926) のアミノ酸900-999に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108 kDa
輸送	保冷バッグ