

WbおよびElisa用 Anti-Desmoglein 3 ウサギポリクローナル抗体 - P32926

商品番号: CM0028789



前書き

ヒトDesmoglein 3 (DSG3, PVA)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済み。デスモソーム生物学、細胞接着、尋常性天疱瘡の研究に適しています。組換え免疫原(aa 749-999)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Desmoglein 3 ウサギ pAb
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1830
GeneID	1830
免疫原	ヒトDesmoglein 3 (NP_001935.2)のアミノ酸749-999に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
発送	保冷バッグ