

抗デスモグレイン3/Pva モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P32926

商品番号: CM0009213



前書き

ヒトのデスモグレイン3（DSG3、PVA）のアミノ酸50～615番を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの実用性が検証済みです。デスモソーム接着、尋常性天疱瘡自己抗原、毛包生物学の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスモグレイン3/PVA ウサギmAb
別名	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	1830
GeneID	1830
免疫原	ヒトデスモグレイン3/PVA (NP_001935.2) のアミノ酸50～615番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
発送方法	氷袋