

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗デスモプラキン ポリクローナル抗体 - P15924

商品番号: CM0025907



前書き

このウサギ由来ポリクローナル抗体でデスモプラキンの発現を検証できます。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISAに適しています。デスモソーム結合、細胞接着、皮膚/心臓生物学の研究に。ターゲット:

P15924。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスモプラキン ウサギ pAb
備考/別名	DP; DCWHKTA; デスモプラキン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1832
GeneID	1832
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15924
タンパク質分子量	332kDa
輸送方法	保冷剤