

Wb、Ihc-P、Elisa用抗デスモプラキンポリクローナル抗体 - P15924

商品番号: CM0015647



前書き

デスモプラキンに対するウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応
します。標的分子量は332

kDaです。デスモソームおよび細胞接着研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	デスモプラキン ウサギpAb
備考/別名	DP; DCWHKTA; デスモプラキン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1832
免疫原	ヒトデスモプラキン (NP_004406.2) のアミノ酸2609~2830内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15924
タンパク質分子量	332 kDa
輸送	保冷バッグ