

WbおよびElisa用 Anti-Det1 ポリクローナル抗体 - P48732

商品番号: CM0019278

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、シロイヌナズナのDET1を標的とします。DET1は光信号伝達と光形態形成の主要な調節因子です。WBおよびELISAで検証済みであり、植物の発生学研究およびユビキチン化経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DET1 ウサギ pAb
備考/別名	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
GeneID	826609
免疫原	シロイヌナズナ DET1 (NP_192756.2) のアミノ酸 350-450 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	P48732
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ