

Wb、Elisa用Anti-Det1ポリクローナル抗体 - Q7L5Y6

商品番号: CM0028985



前書き

WBおよびELISA用のウサギポリクローナル抗DET1抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DET1は、JUN分解に関与するE3リガーゼ複合体の構成要素です。ユビキチン化およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DET1 Rabbit pAb
備考/別名	DET1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55070
GeneID	55070
免疫原	ヒトDET1 (NP_060466.2) のアミノ酸15-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L5Y6
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバック