

Wb、Elisa用 抗Dexi ポリクローナル抗体 - O95424

商品番号: CM0018264

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なウサギ抗DEXI
ポリクローナル抗体です。ヒトDEXI（MYLE、10
kDa）タンパク質を検出します。心臓・肺疾患研究、
デキサメタゾン誘導発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DEXI ウサギ pAb
別名	MYLE; DEXI
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	28955
遺伝子ID	28955
免疫原	ヒトDEXI (NP_054734.2) のアミノ酸1-95番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95424
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋