

抗Dffaポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00273

商品番号: CM0016837



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のウサギ由来DFFA（DFF-45/ICAD）ポリクローナル抗体です。カスパーゼ活性化DNA分解酵素の重要なアポトーシス阻害因子であるヒトおよびマウスのDFFAを検出し、細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DFFA ウサギpAb
別名	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
対象種	ヒト
遺伝子ID	1676
免疫原	ヒトDFFA（NP_004392.1）のアミノ酸1-331番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00273
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤