

抗Dffbポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O76075

商品番号: CM0016788



前書き

ヒトDFFB（CAD/CPAN/DFF40）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAへの使用に適しています。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済みです。アポトーシスおよびDNA断片化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DFFB ウサギpAb
備考/別名	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1677
GeneID	1677
免疫原	ヒトDFFB（NP_004393.1）のアミノ酸109-338番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O76075
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤