

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dgat1 ウサギポリクローナル抗体 - O75907

商品番号: CM0030973



前書き

ヒトDGAT1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。トリアシルグリセロール合成や脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGAT1 Rabbit pAb
備考/別名	ARAT; DGAT; ARGPI; DIAR7; DGAT1
種	ヒト
GeneID	8694
免疫原	ヒトDGAT1 (NP_036211.2) のアミノ酸201-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75907
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ