

Wb、Elisa用抗Dgat2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Pd7

商品番号: CM0015877

前書き

この抗DGAT2ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISA用にバリデーションされており、ヒト、マウス、ラットのDGAT2と反応します。DGAT2はトリアシルグリセロール合成の最終段階を触媒する必須アシルトランスフェラーゼであり、この抗体は脂質代謝および肥満研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGAT2 Rabbit pAb
備考／別名	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84649
GeneID	84649
免疫原	ヒトDGAT2（NP_115953.2）のアミノ酸289～388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PD7
タンパク質分子量	44 kDa
輸送	保冷バッグ