


Anti-Dgcr8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8WYq5

商品番号: CM0005325



前書き

DGCR8 Rabbit mAb

(Q8WYQ5)は、WBおよびELISAで検証されたモノクローナル抗体であり、ヒトおよびマウスのDGCR8を認識します。miRNAバイオジェネシスおよびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGCR8 Rabbit mAb
備考/別名	Gyl1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54487
GeneID	54487
免疫原	ヒトDGCR8 (Q8WYQ5) のアミノ酸436-764を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WYQ5
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ