

Anti-Dgka Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P23743

商品番号: CM0003924



前書き

WBおよびELISA用ウサギモノクローナルDGKA抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脂質シグナル伝達およびDAG/PAバランスの重要な酵素である、ジアシルグリセロールキナーゼアルファを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGKA Rabbit mAb
備考/別名	DAGK; DAGKI; DGK-alpha; DGKA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1606
遺伝子ID	1606
免疫原	組換えタンパク質：ヒトDGKA (NP_001336.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23743
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋