

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dgka ウサギ モノクローナル抗体 - P23743

商品番号: CM0003049



前書き

ヒト ジアシルグリセロール キナーゼ アルファ (DGKA) に対するウサギ

モノクローナル抗体。ウェスタンブロット、パラフィン包埋組織免疫染色 (IHC-P)、ELISA

アプリケーションで検証済み。脂質シグナル伝達、DAG/PA代謝、リンパ球機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGKA ウサギ mAb
備考/別名	DAGK; DAGKI; DGK-アルファ; DGKA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1606
GeneID	1606
免疫原	組換えタンパク質 / ヒト DGKA (NP_001336.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23743
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ