

Anti-Dgka ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P23743

商品番号: CM0028211



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のDGKAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。ジアシルグリセロールキナーゼアルファ（DAG/PAシグナル伝達および脂質代謝の重要な調節因子）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGKA Rabbit pAb
備考/別名	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1606
遺伝子ID	1606
免疫原	ヒトDGKA (NP_958852.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23743
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスバッグ