

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dgkaウサギポリクローナル抗体 - P23743

商品番号: CM0016205



前書き

DGKAに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。DAGをPAに変換する重要な酵素であるヒト、マウス、ラットのジアシルグリセロールキナーゼアルファを認識します。脂質シグナル伝達や免疫細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGKA ウサギ pAb
備考/別名	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1606
遺伝子ID	1606
免疫原	ヒトDGKA (NP_001336.2) のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23743
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	保冷剤