

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Dglucy モノクローナル抗体 - Q7Z3D6

商品番号: CM0009400

前書き

ヒトDGLUCY（C14orf159）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプル中の内因性D-グルタメートシクラーゼを検出。ミトコンドリア代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGLUCY ウサギ mAb
備考/別名	C14orf159; DGLUCY
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80017
遺伝子ID	80017
免疫原	ヒトDGLUCY（NP_001095836.1）のアミノ酸269-616に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z3D6
タンパク質重量	66kDa
発送	保冷バッグ