

抗Dglucyウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q7Z3D6

商品番号: CM0021918

前書き

ヒトDGLUCY（C14orf159）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応性を示します。ミトコンドリアのD-グルタミン酸シクラーゼ機能および代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DGLUCY ウサギpAb
備考/別名	C14orf159; DGLUCY
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80017
遺伝子ID	80017
免疫原	ヒトDGLUCY(NP_001095836.1)のアミノ酸269～616番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z3D6
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	氷袋