


Wb、Elisa用 抗Dguok ポリクローナル抗体 - Q16854

商品番号: CM0026076



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のミトコンドリアデオキシグアノシンキナーゼ（DGUOK）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。ミトコンドリアDNA合成およびヌクレオシド代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGUOK Rabbit pAb
備考/別名	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDPS3; DGUOK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1716
遺伝子ID	1716
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDGUOK（NP_550438.1）のアミノ酸40-277に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16854
タンパク質分子量	32kDa
輸送	氷袋