

Wb用抗Dhfrポリクローナル抗体 - P00374

商品番号: CM0018820



前書き

DHFRウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、およびELISAアプリケーションにおいてヒトおよびマウスDHFRを検出します。葉酸代謝およびチミジル酸生合成の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	DHFR Rabbit pAb
備考/別名	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1719
免疫原	ヒトDHFR (NP_000782.1) のアミノ酸1-187を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00374
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋