

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dhodhポリクローナル抗体 - Q02127

商品番号: CM0027835



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルDHODH抗体。ヒト、マウス、ラットのジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ（ピリミジン生合成における主要なミトコンドリア酵素）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHODH Rabbit pAb
備考/別名	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1723
GeneID	1723
免疫原	ヒトDHODH (NP_001352.2) のアミノ酸116-395に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02127
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ