

Wb、Elisa用 抗Dhodh ウサギポリクローナル抗体 - O35435

商品番号: CM0029020

前書き

ジヒドロオロター酸デヒドロゲナーゼ（DHODH）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーション用。ヒトおよびマウスと交差反応し、ピリミジン代謝とミトコンドリア機能の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHODH ウサギ pAb
備考/別名	2810417D19Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	1723
GeneID	56749
免疫原	マウスDHODH（NP_064430.1）のアミノ酸77-395に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O35435
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷バッグ