


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Dhpsウサギポリクローナル抗体 - P49366

商品番号: CM0029787



前書き

ヒト、マウス、ラットのDHPS (41kDa) に対してウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのDHPSウサギポリクローナル抗体。デオキシヒプシン合成酵素は、翻訳調節に必要なeIF-5Aのヒプシン修飾を触媒します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHPS ウサギ pAb
備考/別名	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1725
GeneID	1725
免疫原	ヒトDHPS (NP_001921.1) のアミノ酸1-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49366
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ