

WbおよびElisa用抗Dhrs1ポリクローナル抗体 - Q96Lj7

商品番号: CM0022213



前書き

ヒトDHRS1（SDR19C1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。マウスと交差反応します。ステロイドおよび異物代謝、ならびに小胞体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHRS1 ウサギpAb
備考／別名	SDR19C1; DHRS1
種	ヒト
遺伝子ID	115817
免疫原	ヒトDHRS1のアミノ酸1〜262に相当する組換えタンパク質（NP_001129522.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96LJ7
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷剤