

WbおよびElisa用抗Dhrs11ウサギポリクローナル抗体 - Q6Uwp2

商品番号: CM0015142



前書き

ヒトDHRS11 (SDR24C1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。ステロイドホルモン代謝およびアンドロゲン生合成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHRS11 Rabbit pAb
備考/別名	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79154
GeneID	79154
免疫原	ヒトDHRS11 (NP_077284.2) のアミノ酸1〜260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6UWP2
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ