


Wb、If/Icc、Elisa用抗Dhtkd1モノクローナル抗体 - Q96Hy7

商品番号: CM0004399



前書き

DHTKD1 (2-

オキソアジピン酸デヒドロゲナーゼE1) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。代謝および神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHTKD1 Rabbit mAb
備考/別名	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55526
GeneID	55526
免疫原	ヒトDHTKD1 (NP_061176.4) のアミノ酸32-197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96HY7
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスパック