

Anti-Dhx30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q7L2E3

商品番号: CM0026110



前書き

DHX30を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのDHX30を認識します。ミトコンドリアリボソームの組み立ておよび神経発生に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX30 Rabbit pAb
備考/別名	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22907
GeneID	22907
免疫原	ヒトDHX30 (NP_055781.2) のアミノ酸906-1155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L2E3
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋