


Wb、Elisa用 抗Dhx38 ウサギポリクローナル抗体 - Q92620

商品番号: CM0025191



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのDHX38 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。スプライソソーム構成要素でありATP依存性RNAヘリカーゼである、pre-mRNAスプライシング因子DHX38を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX38 ウサギ pAb
備考/別名	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9785
免疫原	ヒトDHX38 (NP_054722.2) のアミノ酸1133-1227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92620
タンパク質分子量	141kDa
発送	保冷バッグ