

WbおよびElisa用抗Dhx57ポリクローナル抗体 - Q6P158

商品番号: CM0021868

前書き

ヒトDHX57/DDX57を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。マウスと交差反応します。ATP依存性RNAヘリカーゼ機能の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX57ウサギpAb
備考／別名	DDX57; DHX57
種	ヒト
GeneID（ヒト）	90957
免疫原	ヒトDHX57（NP_945314.1）のアミノ酸700～900に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q6P158
タンパク質分子量	156 kDa
輸送	保冷バッグ